



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel okulistyczny JORG & SOHN Coburg Medicalift 22011 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Wielofunkcyjny stołek odpowiedni dla zabiegów ambulatoryjnych,
- Stabilność fotela zapewnia podstawa ze stali nierdzewnej z 5 kółkami bliźniaczymi do twardych podłóg oraz chromowany pierścień podporowy,
- Istnieje nie odpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze z załączonego próbnika,
- Regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej kontrolowanej za pomocą tarczy na podstawie fotela,
- Wysokość siedziska: 60 - 83 cm,
- Wersja standardowa: czarne siedzisko,
- **Dodatkowe opcje (za dopłatą):**
 - Oparcie model 2,
 - Okrągłe siedzisko Ø35 cm,
 - Okrągłe siedzisko Ø38 cm,
 - Formowane siedzisko 1103,
 - Dodatkowe kolory tapicerki,
 - Podłokietniki 2014,
 - Antystatyczna tapicerka (tylko w połączeniu z okrągłym siedziskiem)
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

