



Fotel okulistyczny JORG & SOHN Coburg Medicalift 22012 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Stołek wielofunkcyjny nadaje się do chirurgii, anestezjologii i oddziały opieki ambulatoryjnej,
- Stabilność fotela zapewnia podstawa ze stali nierdzewnej z 5 kółkami bliźniaczymi do twardych podłóg,
- Regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej kontrolowanej za pomocą tarczy na podstawie fotela,
- Zaokrąglone siedzisko z antystatyczną czarną tapicerką,
- Fotel występuje w dwóch wersjach (wysokość siedzenia):
 - Wersja H200: 47 - 66cm,
 - Wersja H250: 52 - 76cm,
- **Dodatkowe opcje (za dopłatą):**
 - Oparcie z antystatyczną czarną tapicerką (model 6),
 - Dodatkowe kolory tapicerki,
 - Podstawa metalowa,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

