



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67
E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006
kw@praiston.pl



Fotel operatora JORG & SOHN Coburg Medicalift 3014 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Fotel operatora nadające się do wszystkich dziedzin chirurgii, zwłaszcza mikrochirurgii,
- Stabilność fotela zapewnia podstawa ze stali nierdzewnej z 5 kółkami bliźniaczymi oraz chromowany pierścień podporowy,
- Górna część może być obracana i zablokowana w dowolnej pozycji,
- Anatomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie regulowane za pomocą dźwigni,
- Wygodna tapicerka, anty statyczna, czarna,
- Regulacja wysokości za pomocą dźwigni pompy hydraulicznej, wysokość podnoszenia: 19 cm,
- Wysokość siedziska: 53 - 72 cm,
- **Dodatkowe opcje (za dopłatą):**
 - Podłokietniki 2016
 - Para podłokietników płaskich ze stali nierdzewnej, mogą być sterylizowane,
 - Regulowana wysokość i mogą obracać się na wszystkie strony za pomocą przegubu kulowego,
 - Dostępny ze zmywalną tapicerką w razie potrzeby,
 - Metalowa podstawa,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



	KOŁKOWATE SIĘDZISKO Siędzisko wykonane z tworzywa sztucznego, pokryte skórą syntetyczną. Wyposażone w 5 kółek z blokadą. Wysokość regulowana. Wyposażone w 5 kółek z blokadą. Wyposażone w 5 kółek z blokadą. Kolor: czarna, srebrna, czarna, czarna, czarna, czarna
	KOŁKOWATE SIĘDZISKO Siędzisko wykonane z tworzywa sztucznego, pokryte skórą syntetyczną. Wyposażone w 5 kółek z blokadą. Wyposażone w 5 kółek z blokadą. Wyposażone w 5 kółek z blokadą. Kolor: czarna, srebrna, czarna, czarna, czarna, czarna
	KOŁKOWATE SIĘDZISKO Siędzisko wykonane z tworzywa sztucznego, pokryte skórą syntetyczną. Wyposażone w 5 kółek z blokadą. Wyposażone w 5 kółek z blokadą. Wyposażone w 5 kółek z blokadą. Kolor: czarna, srebrna, czarna, czarna, czarna, czarna
	KOŁKOWATE SIĘDZISKO Siędzisko wykonane z tworzywa sztucznego, pokryte skórą syntetyczną. Wyposażone w 5 kółek z blokadą. Wyposażone w 5 kółek z blokadą. Wyposażone w 5 kółek z blokadą. Kolor: czarna, srebrna, czarna, czarna, czarna, czarna