



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Fotel operatora JORG & SOHN Coburg Medicalift 3014 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Fotel operatora nadające się do wszystkich dziedzin chirurgii, zwłaszcza mikrochirurgii,
- Stabilność fotela zapewnia podstawa ze stali nierdzewnej z 5 kółkami bliźniaczymi oraz chromowany pierścień podporowy,
- Górna część może być obracana i zablokowana w dowolnej pozycji,
- Anatomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie regulowane za pomocą dźwigni,
- Wygodna tapicerka, anty statyczna, czarna,
- Regulacja wysokości za pomocą dźwigni pompy hydraulicznej, wysokość podnoszenia: 19 cm,
- Wysokość siedziska: 53 - 72 cm,
- **Dodatkowe opcje (za dopłatą):**
  - Podłokietniki 2016
    - Para podłokietników płaskich ze stali nierdzewnej, mogą być sterylizowane,
    - Regulowana wysokość i mogą obracać się na wszystkie strony za pomocą przegubu kulowego,
    - Dostępny ze zmywalną tapicerką w razie potrzeby,
  - Metalowa podstawa,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



	<b>KOŁKOWATE SIĘDZISKO</b> Siędzisko wykonane z tworzywa sztucznego, pokryte siatką antystatyczną. Wyposażone w 5 kółek z blokadą. Wysokość regulowana. Kolor: czarna, srebrna, czarna, czarna, czarna, czarna
	<b>KOŁKOWATE SIĘDZISKO</b> Siędzisko wykonane z tworzywa sztucznego, pokryte siatką antystatyczną. Wyposażone w 5 kółek z blokadą. Wysokość regulowana. Wyposażone w przegub kulowy. Kolor: czarna, srebrna, czarna, czarna, czarna, czarna
	<b>KOŁKOWATE SIĘDZISKO</b> Siędzisko wykonane z tworzywa sztucznego, pokryte siatką antystatyczną. Wyposażone w 5 kółek z blokadą. Wysokość regulowana. Wyposażone w przegub kulowy. Kolor: czarna, srebrna, czarna, czarna, czarna, czarna
	<b>KOŁKOWATE SIĘDZISKO</b> Siędzisko wykonane z tworzywa sztucznego, pokryte siatką antystatyczną. Wyposażone w 5 kółek z blokadą. Wysokość regulowana. Wyposażone w przegub kulowy. Kolor: czarna, srebrna, czarna, czarna, czarna, czarna