



Fotel operatora JORG & SOHN Coburg Medicalift 3014 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Fotel operatora nadający się do wszystkich dziedzin chirurgii, zwłaszcza mikrochirurgii,
- Stabilność fotela zapewnia podstawa ze stali nierdzewnej z 5 kółkami bliźniaczymi oraz chromowany pierścień podporowy,
- Górna część może być obracana i zablokowana w dowolnej pozycji,
- Anatomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie regulowane za pomocą dźwigni,
- Wygodna tapicerka, anty statyczna, czarna,
- Regulacja wysokości za pomocą dźwigni pompy hydraulicznej, wysokość podnoszenia: 19 cm,
- Wysokość siedziska: 53 - 72 cm,
- **Dodatkowe opcje (za dopłatą):**
 - Podłokietniki 2016
 - Para podłokietników płaskich ze stali nierdzewnej, mogą być sterylizowane,
 - Regulowana wysokość i mogą obracać się na wszystkie strony za pomocą przegubu kulowego,
 - Dostępny ze zmywalną tapicerką w razie potrzeby,
 - Metalowa podstawa,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

