



## Fotel operatora JORG & SOHN Coburg Medicalift 22011 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Wielofunkcyjny stołek odpowiedni dla zabiegów ambulatoryjnych,
- Stabilność fotela zapewnia podstawa ze stali nierdzewnej z 5 kółkami bliźniaczymi do twardych podłóg oraz chromowany pierścień podporowy,
- Istnieje nie odpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze z załączonego próbnika,
- Regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej kontrolowanej za pomocą tarczy na podstawie fotela,
- Wysokość siedziska: 60 - 83 cm,
- Wersja standardowa: czarne siedzisko,
- **Dodatkowe opcje (za dopłatą):**
  - Oparcie model 2,
  - Okrągłe siedzisko Ø35 cm,
  - Okrągłe siedzisko Ø38 cm,
  - Formowane siedzisko 1103,
  - Dodatkowe kolory tapicerki,
  - Podłokietniki 2014,
  - Antystatyczna tapicerka (tylko w połączeniu z okrągłym siedziskiem)
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

