



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół operacyjny JORG & SOHN Coburg Exaflex 6126 (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- **Stół w wersji standardowej posiada:**
  - Zagłówek (standard),
  - Podnóżek,
  - System kółek jezdnych,
- Stół wykorzystywany do badań w chirurgii szczękowo-twarzowej, laryngologii, okulistyki, ginekologii, dermatologii, urologii, mikrochirurgii i innych wydziałów medycznych,
- Stabilność stołu zapewnia obszerna płyta podstawa (700 x 500 mm) z pokrywą ze stali nierdzewnej,
- Błat stołu (2-częściowy), oparcie i podnóżek wykonany z odlewu aluminiowego,
- Poręcze po obu stronach: siedziska, oparcia i podnóżka wykonanie ze stali nierdzewnej,
- Łatwo wysuwany zagłówek,
- Elementy metalowe stołu malowane proszkowo RAL 9007,
- Opcje regulacji:
  - Regulacja wysokości 60 - 90 cm przy użyciu dźwigni elektro-mechanicznej, sterowany pedałem nożnym,
  - Przechył pionowy pozycja Trendelenburg (20°) za pomocą sprężyny gazowej,
  - Regulacja oparcia + 90 ° do -10 ° za pomocą sprężyny gazowej,
  - Regulacja podnóżka + 4 ° C do -90 ° za pomocą sprężyny gazowej,
  - Kompletny podnóżek z wyjmowanym przedłużeniem siedziska poprzez poluzowanie 2 gałek (model ginekologiczny),
  - Zagłówek rozsuwalny o 20 cm (mechanizm zaciskowy),
- Wersja ginekologiczna:
  - Bez podnóżka i przedłużenia siedziska (odliczenie od ceny stołu),
  - Taca ociekowa,
  - Uchwyty nóg z zaciskami,
- **Dodatkowe opcje (za dopłatą):**
  - Antystatyczna tapicerka,
  - Podwójna grubość tapicerki,
  - Zestaw rozszerzenia do 55 cm, łącznie z tapicerką,
- **Dodatkowe akcesoria do stołu widoczne na zdjęciu (za dopłatą),**
- Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,
- Gwarancja:
  - 24-miesiące na rynek krajowy (Polska),
  - 24-miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

