



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybierański  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Stół operacyjny JORG & SOHN Coburg Exaflex 3000 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- **Stół w wersji standardowej posiada:**
  - Zagłówek (standard),
  - Podnóżek (pojedynczy),
- Przenośny wielofunkcyjny stół chirurgiczny do powszechnego użytku w szpitalach i oddziały opieki ambulatoryjnej,
- Wszechstronność zastosowań dzięki optymalnemu pozycjonowaniu pacjenta oraz 5,6, lub 8 krotnym segmentem blatu.
- Stół standardowo został wyposażony w szyny ze stali chromowo - niklowej umieszczone po obu stronach siedzenia, oparcia oraz podnóżka,
- Wyściółka tapicerki o grubości 40 mm wykonana z materiału elektrycznie przewodzącego w kolorze czarnym (Inne kolory oraz tapicerka wykonana z materiału nieprzewodzącego również dostępna w ofercie),
- Regulacja wysokości za pomocą dźwigni pompy hydraulicznej,
- Regulacja oparcia ,pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga za pomocą sprężyny gazowej,
- Przechyłanie boczne stołu za pomocą mechanizmu korbowego,
- Ruchoma podstawa wykonana ze stali nierdzewnej z dużymi bliźniaczymi rolkami z centralnym zamkiem,
- Pokrycie kolumny wykonana ze stali chromowo-niklowej,
- Stół posiada możliwość montażu kasety rentgenowskiej,
- Maksymalne obciążenie 160kg,
- Elementy metalowe stołu malowane proszkowo RAL 9007,
- **Dodatkowe opcje (za dopłatą):**
  - Błat stołu przesuwny,
  - Podnóżek (dzielony)
- **Dodatkowe akcesoria do stołu widoczne na zdjęciu (za dopłatą),**
- Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,
- Gwarancja:
  - 24-miesiące na rynek krajowy (Polska),
  - 24-miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

