



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny JORG & SOHN Coburg Exaflex 6115 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- **Stół w wersji standardowej posiada:**
 - Zagłówek (standard),
 - Dzielony podnóżek (standard)
- Przenośny wielofunkcyjny stół chirurgiczny do powszechnego użytku w szpitalach i oddziały opieki ambulatoryjnej,
- Nadaje się również do celów wojskowych ze względu na jego stosunkowo lekką wagę i łatwość demontażu. Stół może być zdemontowany i zapakowany do dwóch aluminiowych skrzyń,
- Stół standardowo został wyposażony w szyny ze stali chromowo - nikielowej umieszczone po obu stronach siedzenia, oparcia oraz podnóżka,
- Stół pokryty jest antystatyczną, zmywalną tapicerką która jest odporna na wszelkiego rodzaju substancje dezynfekujące, oraz nie wchłania żadnych płynów, w tym krwi,
- Regulacja wysokości za pomocą dźwigni pompy hydraulicznej,
- Regulacja oparcia za pomocą sprężyny gazowej,
- Przechyłanie boczne stołu oraz pozycji Trendelenburga oraz anti-Trendelenburga za pomocą mechanizmu korbowego,
- Płyty stołowe wykonane z radio przeziernego materiału poliamidowego,
- Ruchoma podstawa wykonana ze stali nierdzewnej z czterema podwójnymi kołami antystatycznymi (Ø100mm) oraz centralnym hamulcem,
- Stół posiada możliwość montażu kasety rentgenowskiej,
- **Dodatkowe opcje (za dopłatą):**
 - Dzielony podnóżek, łamany w rejonie kolan,
 - Podstawa podparcia dłoni pacjenta,
 - Przewód połączenia wyrównawczego,
- **Dodatkowe akcesoria do stołu widoczne na zdjęciu (za dopłatą),**
- Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,
- Gwarancja:
 - 24-miesiące na rynek krajowy (Polska),
 - 24-miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

