



## **Stół operacyjny JORG & SOHN Coburg Exaflex 6115 (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- **Stół w wersji standardowej posiada:**
  - Zagłówek (standard),
  - Dzielony podnóżek (standard)
- Przenośny wielofunkcyjny stół chirurgiczny do powszechnego użytku w szpitalach i oddziały opieki ambulatoryjnej,
- Nadaje się również do celów wojskowych ze względu na jego stosunkowo lekką wagę i łatwość demontażu. Stół może być zdemontowany i zapakowany do dwóch aluminiowych skrzyń,
- Stół standardowo został wyposażony w szyny ze stali chromowo - nikielowej umieszczone po obu stronach siedzenia, oparcia oraz podnóżka,
- Stół pokryty jest antystatyczną, zmywalną tapicerką która jest odporna na wszelkiego rodzaju substancje dezynfekujące, oraz nie wchłania żadnych płynów, w tym krwi,
- Regulacja wysokości za pomocą dźwigni pompy hydraulicznej,
- Regulacja oparcia za pomocą sprężyny gazowej,
- Przechyłanie boczne stołu oraz pozycji Trendelenburga oraz anti-Trendelenburga za pomocą mechanizmu korbowego,
- Płyty stołowe wykonane z radio przeziernego materiału poliamidowego,
- Ruchoma podstawa wykonana ze stali nierdzewnej z czterema podwójnymi kołami antystatycznymi (Ø100mm ) oraz centralnym hamulcem,
- Stół posiada możliwość montażu kasety rentgenowskiej,
- **Dodatkowe opcje (za dopłatą):**
  - Dzielony podnóżek, łamany w rejonie kolan,
  - Podstawa podparcia dłoni pacjenta,
  - Przewód połączenia wyrównawczego,
- **Dodatkowe akcesoria do stołu widoczne na zdjęciu (za dopłatą),**
- Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,
- Gwarancja:
  - 24-miesiące na rynek krajowy (Polska),
  - 24-miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

