



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Negatoskop pionowy NGP 400 P (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Negatoskop pionowy jest jednym z rodzajów negatoskopów wykorzystywanych w najwyższej jakości sprzęcie medycznym,
- Negatoskop z powodzeniem stosowany do dokładnego i precyzyjnego przeglądania zdjęć rentgenowskich,
- **Zalety stosowania negatoskopu pionowego NGP 400 P:**
  - Emituje światło dzienne (Day Light),
  - Równomiernie rozkłada światło na całej powierzchni ekranu,
  - Łatwa i szybka obsługa serwisowa, w tym wymiana źródeł światła,
  - Estetyczna i trwała obudowa,
  - Posiada wszystkie wymagane certyfikaty, w tym wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, deklaracja zgodności CE, ISO 13485:2003, ISO 9001:2008,
  - Listwa uchwytu rolkowego może być wykonana w dowolnym kolorze,
- **Dane techniczne:**
  - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
  - Pobór mocy: 345 VA,
  - Luminancja ekranu: 4100 cd/m<sup>2</sup>±25%,
  - Regulacja luminancji: opcja,
  - Wymiary ekranu: 36 x 17 cm,
  - Ilość klatek: 1,
  - Klasa ochronności: I,
  - Wymiary: 410 x 1270 x 112 mm,
  - Masa: 19 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

