



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Negatoskop pionowy NGP 800 P (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Negatoskop zapewnia doskonały rentgenowski obraz, który dzięki swojej precyzyjności pokazuje nawet najmniejsze zmiany w tkankach miękkich oraz wszelkich mikro zwyrodnieniach innego rodzaju,
- **Zalety stosowania negatoskopu pionowego NGP 800 P:**
 - Równomierny rozkład światła na całej powierzchni ekranu,
 - Równomierny i jednolity rozkład emitowania światła dziennego (Day Light),
 - Łatwa i szybka obsługa serwisowa, w tym wymiana źródeł światła,
 - Duża regulacja natężenia światła,
 - Trwała obudowa,
- **Dane techniczne:**
 - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
 - Pobór mocy: 550 VA,
 - Luminancja ekranu: 4100 cd/m²±25%,
 - Regulacja luminancji: opcja,
 - Wymiary ekranu: 72 x 117 cm,
 - Ilość klatek: 1,
 - Klasa ochronności: I,
 - Wymiary: 1270 x 760 x 112 mm,
 - Masa: 35 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

