



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Negatoskop NGP 10 hf (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Negatoskop NGP 10 jest produktem, który gwarantuje wysoką równomierność emisji światła na całej powierzchni ekranu,
- Posiada jednolity ekran oraz łatwą obsługę serwisową,
- Co więcej, posiada zawsze niezawodny uchwyt rolkowy oraz trwałą estetyczną obudowę pokrytą proszkowym lakierem,
- Z powodzeniem uzyskała deklarację CE wraz ze wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych,
- **Zalety Negatoskopu NGP 10 hf:**
 - Negatoskop emituje światło dzienne (Day Light) o temp. barwowej 6500K,
 - Wysoka równomierność emisji światła na całej powierzchni ekranu (4xTLD15W),
 - Jednolity ekran,
 - Łatwa obsługa serwisowa (wymiana źródeł światła),
 - Trwała estetyczna obudowa pokryta lakierem proszkowym,
 - Wszelkie wymagane certyfikaty w tym: wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Deklaracja Zgodności CE ISO 13485

• Dane techniczne:

- Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
 - Pobór mocy: 65 W,
 - Luminancja ekranu: 6000 cd/m²±25%,
 - Regulacja luminancji: Nie,
 - Wymiary ekranu: 36 x 43 cm,
 - Ilość klatek: 1,
 - Klasa ochronności: I,
 - Wymiary: 380 x 510 x 92 mm,
 - Masa: 4,9 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
 - Gwarancja 12 miesięcy,

