



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Negatoskop NGP 20 hf (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Model NGP 20 HF posiada wiele certyfikatów, które zaświadcza o jego najwyższej jakości,
- Posiada płynną luminację o szerokim zakresie od 100 do 50%,
- **Zalety Negatoskopu NGP 20 hf:**
 - Model ten emituje światło dzienne o temperaturze barwowej 6500K,
 - Idealne rozproszczenie światła po całej powierzchni ekranu,
 - Jednolity ekran,
 - Łatwy montaż i obsługa serwisowa,
 - Trwała i nowoczesna obudowa pokryta lakierem proszkowym,
 - Urządzenie to posiada wiele certyfikatów, które zaświadcza o jego najwyższą jakość,
- **Dane techniczne:**
 - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
 - Pobór mocy: 130 W,
 - Luminancja ekranu: 6000 cd/m²±25%,
 - Regulacja luminancji: Nie,
 - Wymiary ekranu: 72 x 43 cm,
 - Ilość klatek: 2,
 - Klasa ochronności: I,
 - Wymiary: 740 x 510 x 92 mm,
 - Masa: 9,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

