



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Negatoskop NGP 20 hf (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Model NGP 20 HF posiada wiele certyfikatów, które zaświadcza o jego najwyższej jakości,
- Posiada płynną luminację o szerokim zakresie od 100 do 50%,
- **Zalety Negatoskopu NGP 20 hf:**
  - Model ten emituje światło dzienne o temperaturze barwowej 6500K,
  - Idealne rozproszczenie światła po całej powierzchni ekranu,
  - Jednolity ekran,
  - Łatwy montaż i obsługa serwisowa,
  - Trwała i nowoczesna obudowa pokryta lakierem proszkowym,
  - Urządzenie to posiada wiele certyfikatów, które zaświadcza o jego najwyższą jakość,
- **Dane techniczne:**
  - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
  - Pobór mocy: 130 W,
  - Luminancja ekranu: 6000 cd/m<sup>2</sup>±25%,
  - Regulacja luminancji: Nie,
  - Wymiary ekranu: 72 x 43 cm,
  - Ilość klatek: 2,
  - Klasa ochronności: I,
  - Wymiary: 740 x 510 x 92 mm,
  - Masa: 9,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

