



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Negatoskop NGP 30 hf (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Model NGP 30 HF to negatoskop pozwalający na bardzo dokładne i wygodne przeglądanie zdjęć rentgenowskich,
- Pozwala na dostrzeżenie nawet najmniejszych zmian w tkankach miękkich oraz wszelkie mikro zwyrodnienia innego rodzaju.
- **Zalety Negatoskopu NGP 30 hf:**
 - Model ten emituje światło dzienne o temperaturze barwowej 6500K,
 - Aparaty z serii NGP cechują doskonałe parametry równomierności oświetlenia ekranu,
 - Certyfikaty medyczne,
 - Rodzaj emitowanego światła: dzienne o temperaturze barwowej 6500K,
 - Obudowa jest pokryta lakierem proszkowym, co ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości
- **Dane techniczne:**
 - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
 - Pobór mocy: 195 W,
 - Luminancja ekranu: 6000 cd/m²±25%,
 - Regulacja luminancji: Nie,
 - Wymiary ekranu: 108 x 43 cm,
 - Ilość klatek: 3,
 - Klasa ochronności: I,
 - Wymiary: 1100 x 510 x 92 mm,
 - Masa 14,1 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

