



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Negatoskop NGP 30 hf (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Model NGP 30 HF to negatoskop pozwalający na bardzo dokładne i wygodne przeglądanie zdjęć rentgenowskich,
- Pozwala na dostrzeżenie nawet najmniejszych zmian w tkankach miękkich oraz wszelkie mikro zwyrodnienia innego rodzaju.
- **Zalety Negatoskopu NGP 30 hf:**
  - Model ten emituje światło dzienne o temperaturze barwowej 6500K,
  - Aparaty z serii NGP cechują doskonałe parametry równomierności oświetlenia ekranu,
  - Certyfikaty medyczne,
  - Rodzaj emitowanego światła: dzienne o temperaturze barwowej 6500K,
  - Obudowa jest pokryta lakierem proszkowym, co ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości
- **Dane techniczne:**
  - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
  - Pobór mocy: 195 W,
  - Luminancja ekranu: 6000 cd/m<sup>2</sup>±25%,
  - Regulacja luminancji: Nie,
  - Wymiary ekranu: 108 x 43 cm,
  - Ilość klatek: 3,
  - Klasa ochronności: I,
  - Wymiary: 1100 x 510 x 92 mm,
  - Masa 14,1 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

