



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Negatoskop NGP 40 hf (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Model NGP 40 HF jest idealnym produktem do zastosowania w szpitalach, przychodniach, klinikach, gabinetach zabiegowych, izbach przyjęć a także w wielu innych placówkach służby zdrowia,
- **Zalety Negatoskopu NGP 40 hf:**
  - Cztery klatki do przeglądania negatywów RTG,
  - Szybki i łatwy montaż,
  - Nowoczesny design obudowy,
  - Temperatura barwowa emitowanego światła dziennego 6500K,
  - Typ obudowy: pokryta lakierem proszkowym
  - Liczne certyfikaty,
  - Doskonałe parametry równomierności oświetlenia ekranu
- **Dane techniczne:**
  - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
  - Pobór mocy: 260 W,
  - Luminancja ekranu:  $6000 \text{ cd/m}^2 \pm 25\%$ ,
  - Regulacja luminancji: Nie,
  - Wymiary ekranu: 144 x 43 cm,
  - Ilość klatek: 4,
  - Klasa ochronności: I,
  - Wymiary: 1460 x 510 x 92 mm,
  - Masa: 18,7 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

