



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Negatoskop NGP 80 hf (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Model NGP 80 HF ośmioklatkowy jest urządzeniem, które pozwala na uzyskanie dokładnego obrazu i dostrzeżenia nawet najmniejszych zmian w tkankach miękkich oraz wszelkich mikro zwyrodnieniach innego rodzaju, co może być kluczowe w późniejszym rozpoznaniu schorzeń nowotworowych,
 - Wszelkie wymagane certyfikaty,
 - Nowoczesny design obudowy,
 - Urządzenie ośmioklatkowe,
 - Emitują światło dzienne "Day Light",
 - Mają łatwy montaż i obsługę serwisową,
 - Posiada trwałą i nowoczesną obudowę pokrytą lakierem proszkowym,
 - Posiadają równomierne podświetlenie ekranu,
- **Dane techniczne:**
 - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
 - Pobór mocy: 520 W,
 - Luminancja ekranu: 6000 cd/m²±25%,
 - Regulacja luminancji: Nie,
 - Wymiary ekranu: 144 x 96 cm,
 - Ilość klatek: 8,
 - Klasa ochronności: I,
 - Wymiary: 1460 x 960 x 92 mm,
 - Masa: 36 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- **Zalety Negatoskopu NGP 80 hf:**

