



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Negatoskop NGP 80 hf (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Model NGP 80 HF ośmioklatkowy jest urządzeniem, które pozwala na uzyskanie dokładnego obrazu i dostrzeżenia nawet najmniejszych zmian w tkankach miękkich oraz wszelkich mikro zwyrodnieniach innego rodzaju, co może być kluczowe w późniejszym rozpoznaniu schorzeń nowotworowych,
  - Wszelkie wymagane certyfikaty,
  - Nowoczesny design obudowy,
  - Urządzenie ośmioklatkowe,
  - Emitują światło dzienne "Day Light",
  - Mają łatwy montaż i obsługę serwisową,
  - Posiada trwałą i nowoczesną obudowę pokrytą lakierem proszkowym,
  - Posiadają równomierne podświetlenie ekranu,
- **Dane techniczne:**
  - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
  - Pobór mocy: 520 W,
  - Luminancja ekranu: 6000 cd/m<sup>2</sup>±25%,
  - Regulacja luminancji: Nie,
  - Wymiary ekranu: 144 x 96 cm,
  - Ilość klatek: 8,
  - Klasa ochronności: I,
  - Wymiary: 1460 x 960 x 92 mm,
  - Masa: 36 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- **Zalety Negatoskopu NGP 80 hf:**

