



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Negatoskop NGP 100 Z (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- **Zalety korzystania z negatoskopu NGP 100 Z:**
 - Cztery wygodne żaluzje pozwalają na "blendowanie" ekranu negatoskopu umożliwiając opis zdjęć bez olśnień bocznych,
 - „Blendowanie” także przy krawędziach na małych powierzchni obrazów,
 - Negatoskop w wersji wysokiej częstotliwości,
 - Bardzo szybki zapłon świetlówek,
 - Praca urządzenia całkowicie pozbawiona została efektu migotania stroboskopowego, co daje ochronę oczu radiologa,
 - Płynna regulacja natężenia światła w zakresie 10-100% wartości maksymalnej pozwala na optymalne dobranie jasności ekranu do opisywanych zdjęć i oświetlenia ogólnego,
 - Urządzenie generuje oszczędność energii elektrycznej o ponad 25%,
 - Bardzo dobre światło w zestawianiu z regulacją natężenia światła i zastosowaniem żaluzji prowadzi do lepszego i dokładniejszego opisu detali np. mikro zwapnień, co ma znaczenie przy opisie mammograficznym,
 - Wysoka równomierność oświetlenia ekranu,
 - Negatoskop emituje światło dzienne (Day Light) 6500K,
 - Poręczny uchwyt do zdjęć zamontowany na całym obwodzie ekranu,
 - Zwarta, kompaktowa obudowa zabezpieczona została lakierem proszkowym, który jest odporna na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne,
 - Negatoskopy posiadają wszelkie wymagane certyfikaty,
- **Dane techniczne:**
 - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
 - Pobór mocy: 70 VA,
 - Luminancja ekranu: >4500 cd / m²,
 - Regulacja luminancji: TAK,
 - Wymiary ekranu: 40 x 43 cm,
 - Ilość klatek: 1,
 - Klasa ochronności: I,
 - Wymiary: 720 x 690 x 120 mm,
 - Masa: 23 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

