



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Negatoskop NGP 100 Z (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- **Zalety korzystania z negatoskopu NGP 100 Z:**
  - Cztery wygodne żaluzje pozwalają na "blendowanie" ekranu negatoskopu umożliwiając opis zdjęć bez olśnień bocznych,
  - „Blendowanie” także przy krawędziach na małych powierzchni obrazów,
  - Negatoskop w wersji wysokiej częstotliwości,
  - Bardzo szybki zapłon świetlówek,
  - Praca urządzenia całkowicie pozbawiona została efektu migotania stroboskopowego, co daje ochronę oczu radiologa,
  - Płynna regulacja natężenia światła w zakresie 10-100% wartości maksymalnej pozwala na optymalne dobranie jasności ekranu do opisywanych zdjęć i oświetlenia ogólnego,
  - Urządzenie generuje oszczędność energii elektrycznej o ponad 25%,
  - Bardzo dobre światło w zestawianiu z regulacją natężenia światła i zastosowaniem żaluzji prowadzi do lepszego i dokładniejszego opisu detali np. mikro zwapnień, co ma znaczenie przy opisie mammograficznym,
  - Wysoka równomierność oświetlenia ekranu,
  - Negatoskop emituje światło dzienne (Day Light) 6500K,
  - Poręczny uchwyt do zdjęć zamontowany na całym obwodzie ekranu,
  - Zwarta, kompaktowa obudowa zabezpieczona została lakierem proszkowym, który jest odporna na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne,
  - Negatoskopy posiadają wszelkie wymagane certyfikaty,
- **Dane techniczne:**
  - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
  - Pobór mocy: 70 VA,
  - Luminancja ekranu: >4500 cd / m<sup>2</sup>,
  - Regulacja luminancji: TAK,
  - Wymiary ekranu: 40 x 43 cm,
  - Ilość klatek: 1,
  - Klasa ochronności: I,
  - Wymiary: 720 x 690 x 120 mm,
  - Masa: 23 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

