



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Negatoskop NGP 200 Z (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- **Zalety korzystania z negatoskopu NGP 200 Z:**
  - Cztery lekko pracujące żaluzje pozwalają na "blendowanie" ekranu. Pozwala to na opisanie zdjęć bez olśnień bocznych,
  - Funkcja dokładnego „blendowania” również na krawędziach małych powierzchni obrazów,
  - Bardzo szybki zapłon świetlówek,
  - Urządzenie nie posiada efektu migotania stroboskopowego, chroni to oczy radiologa,
  - Możliwość płynnej regulacji natężenia światła w zakresie 10-100% wartości maksymalnej pozwala na odpowiednie dobranie jasności ekranu do opisywanych zdjęć i oświetlenia ogólnego,
  - Oszczędność energii elektrycznej urządzenia o ponad 25%,
  - Połączenie odpowiedniego światła wraz z regulacji natężenia i zastosowaniem żaluzji umożliwia lepsze i dokładniejsze opisanie detali np. mikro zwapnień, co ma szczególne znaczenie przy opisie mammograficznym,
  - Negatoskop emituje światło dzienne (Day Light) 6500K,
  - Wygodny uchwyt do zdjęć znajduje się na całym obwodzie ekranu,
  - Zwarta, kompaktowa obudowa pokryta jest lakierem proszkowym, uodporniającym na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne,
  - Negatoskop posiada wszelkie wymagane certyfikaty
  - Równomierność oświetlenia ekranu,
- **Dane techniczne:**
  - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
  - Pobór mocy: 140 VA,
  - Luminancja ekranu: >4500 cd / m<sup>2</sup>,
  - Regulacja luminancji: TAK,
  - Wymiary ekranu: 80 x 43cm,
  - Ilość klatek: 1,
  - Klasa ochronności: I,
  - Wymiary: 1120 x 690 x 120 mm,
  - Masa: 41 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

