



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Negatoskop NGP 400 Z (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- **Zalety korzystania z negatoskopu NGP 400 Z:**
  - Cztery żaluzje umożliwiają łatwe "blendowanie" ekranu negatoskopu ułatwiając opis zdjęć bez olśnień bocznych,
  - Urządzenie umożliwia „blendowanie” również przy krawędziach na małych powierzchniach obrazów,
  - Urządzenie w wersji wysokiej częstotliwości,
  - Bardzo szybki zapłon świetlówek,
  - Negatoskop nie generuje efektu migotania stroboskopowego, chroniąc tym samym oczy radiologa,
  - Oszczędność energii elektrycznej o ponad 25%,
  - Możliwość regulacji natężenia i zastosowanie żaluzji ułatwiają dokładny opis detali np. mikro zwapnień, ma to znaczenie np. przy opisie mammograficznym,
  - Równomierne oświetlenie ekranu,
  - Negatoskop emituje światło dzienne (Day Light) 6500K,
  - Poręczny uchwyt do zdjęć zamontowany został na całym obwodzie ekranu,
  - Zwarta, kompaktowa obudowa urządzenia zabezpieczona jest lakierem proszkowym, odpornym na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne,
  - Negatoskopy posiadają wszelkie wymagane certyfikaty,
- **Dane techniczne:**
  - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
  - Pobór mocy: 260 VA,
  - Luminancja ekranu: >4500 cd / m<sup>2</sup>,
  - Regulacja luminancji: TAK,
  - Wymiary ekranu: 140 x 43cm,
  - Ilość klatek: 1,
  - Klasa ochronności: I,
  - Wymiary: 1740 x 690 x 120 mm,
  - Masa: 57 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

