



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Negatoskop NGP 400 Z (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- **Zalety korzystania z negatoskopu NGP 400 Z:**
 - Cztery żaluzje umożliwiają łatwe "blendowanie" ekranu negatoskopu ułatwiając opis zdjęć bez olśnień bocznych,
 - Urządzenie umożliwia „blendowanie” również przy krawędziach na małych powierzchniach obrazów,
 - Urządzenie w wersji wysokiej częstotliwości,
 - Bardzo szybki zapłon świetlówek,
 - Negatoskop nie generuje efektu migotania stroboskopowego, chroniąc tym samym oczy radiologa,
 - Oszczędność energii elektrycznej o ponad 25%,
 - Możliwość regulacji natężenia i zastosowanie żaluzji ułatwiają dokładny opis detali np. mikro zwapnień, ma to znaczenie np. przy opisie mammograficznym,
 - Równomierne oświetlenie ekranu,
 - Negatoskop emituje światło dzienne (Day Light) 6500K,
 - Poręczny uchwyt do zdjęć zamontowany został na całym obwodzie ekranu,
 - Zwarta, kompaktowa obudowa urządzenia zabezpieczona jest lakierem proszkowym, odpornym na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne,
 - Negatoskopy posiadają wszelkie wymagane certyfikaty,
- **Dane techniczne:**
 - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
 - Pobór mocy: 260 VA,
 - Luminancja ekranu: >4500 cd / m²,
 - Regulacja luminancji: TAK,
 - Wymiary ekranu: 140 x 43cm,
 - Ilość klatek: 1,
 - Klasa ochronności: I,
 - Wymiary: 1740 x 690 x 120 mm,
 - Masa: 57 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

