



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa bakteriobójcza NBV 15 N (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 15 N bez licznika czasu pracy,
- Urządzenie to emituje promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm,
- Lampa nieodwracalnie dezaktywują bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje,

• **ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA:**

- Bloki operacyjne
- Gabinety zabiegowe i opatrunkowe
- Sale chorych
- Przychodnie
- Laboratoria
- Apteki
- Przemysł farmaceutyczny
- Przemysł spożywczy
- Przemysł kosmetyczny,

• **Zalety lampy bakteriobójczej NBV 15 N:**

- Sposób montażu: N- naścienna,
- Przeznaczone są do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń,
- Urządzenia te emitują promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm,
- Nieodwracalnie dezaktywują bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje,
- Lampa bakteriobójcza skutecznie dezynfekuje powietrze i powierzchnię,
- Odbłyśnik wykonany z aluminium odblaskowego o bardzo wysokiej jakości,
- Przeznaczone są do stosowania na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym,
- Skuteczność działania lamp bakteriobójczych potwierdzona badaniami,
- Wszelkie wymagane certyfikaty,

• **Dane techniczne:**

- Lampa naścienna,
- Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
- Pobór mocy: 18 W,
- Element emitujący promieniowanie UV-C: 15 W,
- Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 0,9 W / m²,
- Trwałość promiennika: 9000 h,
- Dezynfekowana powierzchnia: 6 - 8 m²,
- Obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 200°,
- Klasa zabezpieczenia ppor.: I,
- Typ obudowy: IP 20,
- Rodzaj pracy: ciągła,
- Wymiary kopuły: 500 x 85 x 135 mm,
- Masa kopuły: 2 kg,
- Długość wysięgnika: 120 mm,

- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,

- Gwarancja 12 miesięcy,



