



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Lampa bakteriobójcza NBV 15 S (Produkt nowy)**

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 15 S bez licznika czasu pracy,
- Urządzenie to emituje promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm,
- Lampa nieodwracalnie dezaktywują bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje,
- **ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA:**
  - Gabinety lekarskie,
  - Gabinety zabiegowe,
  - Sale chorych,
  - Sale operacyjne,
- **Zalety lampy bakteriobójczej NBV 15 S:**
  - Sposób montażu lampy: S - sufitowa,
  - Zastosowane do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej w pomieszczeniu,
  - Lampa emitują promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm,
  - Bezwrotnie dezaktywują bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne mikroorganizmy,
  - Lampa bakteriobójcza gruntownie dezynfekuje powietrze i powierzchnię,
  - Odbłyśnik lampy zrobiony jest z aluminium odblaskowego wysokiej jakości,
  - Stosowane są na blokach operacyjnych, gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym,
  - Skuteczność działania lamp bakteriobójczych zatwierdzona badaniami,
  - Wszelkie wymagane certyfikaty
- **Dane techniczne:**
  - Lampa sufitowa,
  - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
  - Pobór mocy: 18 W,
  - Element emitujący promieniowanie UV-C: 15 W,
  - Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 0,9 W / m<sup>2</sup>,
  - Trwałość promiennika: 9000 h,
  - Dezynfekowana powierzchnia: 6 - 8 m<sup>2</sup>,
  - Obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 230°,
  - Klasa zabezpieczenia ppor.: I,
  - Typ obudowy: IP 20,
  - Rodzaj pracy: ciągła,
  - Wymiary kopuły: 500 x 85 x 135 mm,
  - Masa kopuły: 2 kg,
  - Długość wysięgnika: 500 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

