



## Stolik pod aparaturę medyczną TALIE 1 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej
- Posiada stabilną stalową konstrukcję pokrytą farbą proszkową,
- W standardzie stół wyposażony jest w dwie metalowe półki z podniesionym rantem, wspornik na przewody oraz kółka jezdne w tym 2 z hamulcem.
- Model TALIE 1 posiada półki bez możliwości regulacji,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
  - Dodatkowa półka metalowa,
  - Dodatkowy wspornik na przewody,
  - Listwa zasilająca (4 gniazda),
- Parametry Techniczne:
  - Szerokość: 50 cm,
  - Wysokość: 92 cm,
  - Głębokość: 50 cm,
  - Wymiary półek (szer/gł): 41 x 40 cm,
  - Masa własna: 16 kg,
  - Maksymalne obciążenie na półkę: 15 kg,
- Gwarancja 12 miesięcy,

