



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stolik pod aparaturę medyczną TALIE 2 (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Posiada stabilną stalową konstrukcję pokrytą farbą proszkową,
- **W standardzie stolik wyposażony jest w:**
  - Dwie metalowe półki,
  - Wspornik na przewody,
  - Kółka jezdne, w tym 2 z hamulcem,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
  - Dodatkowa półka metalowa,
  - Dodatkowy wspornik na przewody,
  - Listwa zasilająca (4 gniazda),
- **Wymiary:**
  - Szerokość: 50/56 cm,
  - Wysokość: 93 cm,
  - Głębokość: 50 cm,
  - Wymiary półek (szer./gł.): 41 x 40 cm,
  - Masa własna: 15 kg,
  - Maksymalne obciążenie na półkę: 15 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja: 12 miesięcy,

