



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Stolik pod aparaturę medyczną TALIE 3 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Posiada stabilną stalową konstrukcję pokrytą farbą proszkową,
- W standardzie stolik wyposażony jest w dwie metalowe półki z podniesionym rantem, wspornik na przewody oraz kółka jezdne w tym 2 z hamulcem.
- Model TALIE 3 posiada półki z możliwością regulacji,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
  - Dodatkowa półka metalowa,
  - Dodatkowy wspornik na przewody,
  - Listwa zasilająca (4 gniazda),
- Parametry Techniczne:
  - Szerokość: 50 cm,
  - Wysokość: 92 cm,
  - Głębokość: 40 cm,
  - Wymiary półek (szer/gł): 41 x 40 cm,
  - Masa własna: 22 kg,
  - Maksymalne obciążenie na półkę: 15 kg,
- Gwarancja 12 miesięcy,

