



Sterylicator MEDICAL MAXI MEDIQUARTZ 138-7 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji włoskiej,
- Zasilanie: 230V,
- Częstotliwość 50-60 Hz,
- Moc: 170W,
- Urządzenie do sterylizacji, które używa kulki ze szkła (kwarc) do sterylizacji narzędzi chirurgicznych i endodontycznych,
- Temperatura sterylizacji 230°C,
- Wymiary zbiornika: średnica: 6,5 cm głębokości: 5 cm,
- Wbudowany termometr,
- Waga: 2,5 kg,
- Gabaryt: 13,5 x 15,5 x 13,5 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- **Gwarancja:**
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka.

