



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



USG Weterynaryjne Ultrasonograf Eurosonic 15 VET (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Ultrasonograf jest aparatem w formie modułu podłączonego do dowolnego komputera poprzez złącze USB,
- W pełni cyfrowa konstrukcja umożliwia uzyskanie znakomitej jakości zobrazowania,
- Możliwość wykorzystania komputera pozwala na zapisywanie na dysku lub innym nośniku wszelkich informacji związanych z badaniem takich jak obrazy, opisy badania i filmy ,
- Aparat jest standardowo wyposażony w głowicę sektorowa o częstotliwościach pracy 3,5 / 5 / 7,5 MHz,
- Zestaw zawiera:
 - Moduł ultrasonografu,
 - Głowicę,
 - Kabel USB,
 - Dysk CD z oprogramowaniem i instrukcją obsługi,
 - Walizkę transportowa,
- Dane techniczne:
 - Głowica: Szerokopasmowa o częstotliwościach 3,5/5/7,5MHz,
 - Tryby prezentacji: B/B+2B/Zoom w czasie rzeczywistym,
 - Pomiary: Odległość, obwód, pole powierzchni, objętość,
 - Programy: Wyznaczanie wieku ciąży dla psów i kotów metodą HD i GS,
 - Skala szarości: 256,
 - Postprocessing: Filtracja międzykadrowa, filtracja biliniowa,
 - Komunikacja z komputerem: Port USB-2.0,
 - Zasięgi penetracji: 60/80/120/160 mm,
 - Cine loop: 256 kadrów (~`20 sekund badania),
 - Archiwizacja danych: obrazy, pliki cine-loop wraz z opisem, data i godzina badania. Zapis na dysku twardym lub nośniku zewnętrznym (CD, pen-drive),
 - Pobór mocy: 5 VA,
 - Wymiary: 180 x 127 x 41 mm,
 - Wymiary walizki transportowej: 390 x 314 x 102 mm,
 - Masa 430 g,
 - Masa cynie z walizką transportową: 2300 g,
 - Zasilanie: USB interface,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

