



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **USG Weterynaryjne Ultrasonograf Eurosonic 15 VET (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Ultrasonograf jest aparatem w formie modułu podłączonego do dowolnego komputera poprzez złącze USB,
- W pełni cyfrowa konstrukcja umożliwia uzyskanie znakomitej jakości zobrazowania,
- Możliwość wykorzystania komputera pozwala na zapisywanie na dysku lub innym nośniku wszelkich informacji związanych z badaniem takich jak obrazy, opisy badania i filmy ,
- Aparat jest standardowo wyposażony w głowicę sektorowa o częstotliwościach pracy 3,5 / 5 / 7,5 MHz,
- Zestaw zawiera:
  - Moduł ultrasonografu,
  - Głowicę,
  - Kabel USB,
  - Dysk CD z oprogramowaniem i instrukcją obsługi,
  - Walizkę transportowa,
- Dane techniczne:
  - Głowica: Szerokopasmowa o częstotliwościach 3,5/5/7,5MHz,
  - Tryby prezentacji: B/B+2B/Zoom w czasie rzeczywistym,
  - Pomiary: Odległość, obwód, pole powierzchni, objętość,
  - Programy: Wyznaczanie wieku ciąży dla psów i kotów metodą HD i GS,
  - Skala szarości: 256,
  - Postprocessing: Filtracja międzykadrowa, filtracja biliniowa,
  - Komunikacja z komputerem: Port USB-2.0,
  - Zasięgi penetracji: 60/80/120/160 mm,
  - Cine loop: 256 kadrów (~`20 sekund badania),
  - Archiwizacja danych: obrazy, pliki cine-loop wraz z opisem, data i godzina badania. Zapis na dysku twardym lub nośniku zewnętrznym (CD, pen-drive),
  - Pobór mocy: 5 VA,
  - Wymiary: 180 x 127 x 41 mm,
  - Wymiary walizki transportowej: 390 x 314 x 102 mm,
  - Masa 430 g,
  - Masa cynie z walizką transportową: 2300 g,
  - Zasilanie: USB interface,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

