



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Rolka do defibrylatora Lifepak 12 z stałą ośką (szeroka) (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- Gabaryt rolki: 109,5 x 13 mm,
- Gabaryt ogólny: 131 x 13 mm,
- **Rolki sprzedawane są wyłącznie z usługą wymiany. W celu wymiany rolki niezbędne jest zatem przestanie drukarki na serwis.**

