



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



### Rolka do defibrylatora Lifepak 9 (wąska) (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- Gabaryt rolki: 58 x 20 mm,
- Gabaryt ogólny: 61,5 x 20 mm,
- **Rolki sprzedawane są wyłącznie z usługą wymiany. W celu wymiany rolki niezbędne jest zatem przestanie drukarki na serwis.**

