



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Defibrylator AED PROGETTI RESCUE SAM (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Przenośny (wyposażony w uchwyt),
- Dwufazowy,
- RESCUE SAM jest półautomatycznym, zewnętrznym defibrylatorem opracowanym tak, aby zapewniać proste, nieskomplikowane wskazówki głosowe oraz podpowiadać kolejne kroki podczas procesu resuscytacji,
- RESCUE SAM jest przeznaczony do pomocy w przypadkach migotania komór oraz częstoskurczu komorowego,
- **BATERIA:** 12 V, DC, 4,2 Ah, litowo-jonowa, jednorazowa, o długiej żywotności
- **POJEMNOŚĆ BATERII:** min. 200 wstrząsów lub 4 godziny ciągłej pracy,
- **INSTRUKCJE GŁOSOWE:** szczegółowe wiadomości głosowe po polsku od przewodnika podczas całego procesu defibrylacji,
- **CZAS ŁADOWANIA:** 8 s. z nową baterią, czas ładowania może się zwiększyć przy używanej baterii i temperaturze poniżej 10°C,
- **ENERGIA:** nominalne 200J dostarczane w 50 ohm ładowaniu,
- **WYKONANIE DEFIBRYLACJI:** Defibrylacja jest dostarczana przy użyciu jednego przycisku SHOCK,
- **CODZIENNY AUTO TEST:** sprawdza obwody wewnętrzne, system dostarczania fali, pojemność baterii i system,
- **W zestawie:**
 - Defibrylator,
 - Jednorazowa elektroda dla dorosłych,
 - Bateria,
- **Opcjonalne wyposażenie (za dopłatą):**
 - Jednorazowe elektrody pediatryczne,
 - Torba do przenoszenia,
 - Oprogramowanie z kablem USB do zarządzania danymi,
 - Szafka ścienna na defibrylator,
 - System montażu ściennego,
- Waga: 2,2 kg,
- Instrukcja obsługi w języku polskim,
- Gabaryty: 30 x 28 x 9 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja na defibrylator 5 lat,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

