



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kołnier ortopedyczny JEROME Typ NecLoc (niebieski) (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A,
- Rozmiar: Tall (niebieski) wysoki,
- **NecLoc**-to najczęściej stosowany na świecie dwuczęściowy kołnier ortopedyczny, wykorzystywany podczas wydobywania ofiar wypadków,
- Jest to szybki i bezpieczny system unieruchamiający kręgi szyjne,
- Podstawową konstrukcję wykonano z polietyleno o małej gęstości, którego giętkość ułatwia stosowanie, a sztywność optymalizuje zdolność do unieruchomienia,
- Wygodę pacjenta zapewnia zastosowanie wewnętrznego obicia z rozszerzalnego Plastizotu o zamkniętych komórkach i dużej gęstości,
- Przedni otwór umożliwia, w razie wystąpienia takiej potrzeby przeprowadzenie tracheotomii,
- Przezierny dla promieni RTG,
- Łatwy w utrzymaniu czystości,
- Aby umożliwić szybką identyfikację odpowiedniego kołnierza NecLoc, każdy rozmiar oznakowano innym kolorem,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny.

