



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Wózek do transportu chorych LUNA 03 (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Wózek LUNA 3 przeznaczony jest do transportu chorego w pozycji leżącej na terenie szpitala bądź innych placówek medycznych,
- Wózek wykonany jest z profili stalowych malowanych proszkowo,
- Regulacja wysokości wózka odbywa się hydraulicznie,
- Na blat wózka składa się płyta HPL przezierna dla promieni RTG oraz materac z pianki poliuretanowej obszyty materiałem typu MEDITAP,
- Wózek do transportu chorego posiada płynną regulację przechyłu Trendelburga z możliwością zablokowania za pomocą sprężyny gazowej,
- W standardzie wózek wyposażony jest:
  - Składane barierki boczne,
  - Regulowany podglówek za pomocą mechanizmu typu rastomat,
  - Krążki odbojowe,
- **Jako opcje dodatkowe (za dopłatą) dostępne są:**
  - Centralna blokada kółek,
  - Wieszak na kroplówkę,
  - Wieszak na butlę z tlenem,
  - Kosz na rzeczy osobiste,
  - Pasy do unieruchomienia pacjenta,
  - Materac z uchwytami do przenoszenia pacjenta,
  - Prowadnica na kasetę RTG,
  - Stelaż pokryty farbą antybakteryjną w kolorze białym,
- Dane techniczne:
  - Długość materaca/ całkowita: 195/218 cm,
  - Szerokość materaca /całkowita: 65 /78 cm,
  - Wysokość: 47-86 cm,
  - Regulacja kąta podglówka: 0° do 80°,
  - Pozycja Trendelenburga: 0° do 12°,
  - Maksymalne obciążenie: 200 kg,
  - Masa własna: 82 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

