



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wózek do transportu chorych LUNA 05 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Wózek LUNA 5 przeznaczony jest do transportu chorego w pozycji leżącej na terenie szpitala bądź innych placówek medycznych,
- Wózek wykonany jest z profili stalowych malowanych proszkowo,
- Regulacja wysokości wózka odbywa się hydraulicznie,
- Na blat wózka składa się płyta HPL przezierna dla promieni RTG oraz materac z pianki poliuretanowej obszyty materiałem typu MEDITAP
- Wózek do transportu chorego posiada płynną regulację przechyłu Trendelburga oraz Anty - Trendelburga z możliwością zablokowania za pomocą sprężyny gazowej,
- W standardzie wózek wyposażony jest:
 - Składane barierki boczne,
 - Regulowany podgłówek za pomocą sprężyny gazowej,
 - Prowadnice na kasetę RTG,
 - Krążki odbojowe,
 - Półka na rzeczy osobiste pacjenta,
- Jako opcje dodatkowe (za dopłatą) dostępne są:
 - Centralna blokada kółek,
 - Wieszak na kroplówkę,
 - Wieszak na butlę z tlenem,
 - Pasy do unieruchomienia pacjenta,
 - Materac z uchwytami do przenoszenia pacjenta,
 - Stelaż pokryty farbą antybakteryjną w kolorze białym,
- Dane techniczne:
 - Długość materaca/ całkowita: 195/218 cm,
 - Szerokość materaca /całkowita: 65 /78 cm,
 - Wysokość: 57-93 cm,
 - Regulacja kąta podgłówka: 0° do 80°,
 - Pozycja Trendelenburga: 0° do 15°,
 - Pozycja Anty-Trendelenburga: -12° do 0°,
 - Maksymalne obciążenie: 200 kg,
 - Masa własna: 85 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

