



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Głowica do sonoterapii GS-1/1 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny idealny,
- Produkcji polskiej,
- Częstotliwość pracy:
  - 1 MHz lub 3,5 MHz,
- Maksymalna moc: 2,5W,
- Maksymalna gęstość mocy: 2,5 W/cm<sup>2</sup>,
- Powierzchnia promieniowania: 1 cm<sup>2</sup>,
- Gabaryt: 18 x 3,5 x 6,5 cm,
- **Przeznaczona do współpracy:**
  - Aparat ASTAR SONARIS, SONARIS S,
- **W zestawie:**
  - Uchwyt do głowicy,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- **Gwarancja:**
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka.

