



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Głowica do sonoterapii GS-1/1 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny idealny,
- Produkcji polskiej,
- Częstotliwość pracy:
 - 1 MHz lub 3,5 MHz,
- Maksymalna moc: 2,5W,
- Maksymalna gęstość mocy: 2,5 W/cm²,
- Powierzchnia promieniowania: 1 cm²,
- Gabaryt: 18 x 3,5 x 6,5 cm,
- **Przeznaczona do współpracy:**
 - Aparat ASTAR SONARIS, SONARIS S,
- **W zestawie:**
 - Uchwyt do głowicy,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- **Gwarancja:**
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka.

