



## Rynolaryngofiberoskop/Laryngoskop OLYMPUS ENF-P3 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- Aparat posiada 4 martwe punkty,
- Kierunek widzenia: podgląd do przodu,
- Średnica zewnętrzna końcówki: 3,6 mm,
- Długość robocza: 260 mm,
- Maksymalny kąt zgięcia końcówki endoskopu w górę i w dół: 130°/130°
- Maksymalny kąt pola widzenia: 85°,
- W komplecie oryginalna walizka o wymiarach: 42 x 32 x 9 cm,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

