



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Rynolaryngofiberoskop/Laryngoskop OLYMPUS ENF-P3 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- Aparat posiada 4 martwe punkty,
- Kierunek widzenia: podgląd do przodu,
- Średnica zewnętrzna końcówki: 3,6 mm,
- Długość robocza: 260 mm,
- Maksymalny kąt zgięcia końcówki endoskopu w górę i w dół: 130°/130°
- Maksymalny kąt pola widzenia: 85°,
- W komplecie oryginalna walizka o wymiarach: 42 x 32 x 9 cm,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

