



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



---

## **Igła do ostrzykiwania jednorazowego użytku Heyinovo WS 2418 PN 2305 (Powystawowy (demo))**

---

- Nowe, powystawowe,
- Średnica: 2,4mm,
- Długość: 180 cm,
- Średnica igły: 23G,
- Długość igły: 5mm,
- Termin ważności: kwiecień 2018 r,

