



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pętla elektrochirurgiczna z drutu monofilowego jednorazowego użytku Heyinovo WS S 2424 DT 25 (Powystawowy (demo))

- Nowe, powystawowe,
- Średnica: 2,4 mm,
- Długość: 240 cm,
- Średnica pętli: 25 mm,
- Termin ważności: lipiec 2017r,

