



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Stół operacyjny AKRUS SB 5010 HS (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie 230V,
- Częstotliwość 50/60Hz,
- Mobilny stół operacyjny przeznaczony m.in. do:
  - Chirurgii laryngologicznej,
  - Chirurgii szczękowo-twarzowej,
  - Chirurgii plastycznej,
- Elektrycznie regulowane położenie zagłówka, oparcia, i siedziska,
- Każdy element regulowany indywidualnie,
- Regulowana wysokość – możliwość wyjątkowo niskiego ustawienia 64-100 cm,
- Regulacja poziomu,
- Możliwość montażu różnych ergonomicznych zagłówek,
- Mobilny- na kółkach 125mm z hamulcami po obu stronach,
- Możliwość pracy na akumulatorze,
- Duży wybór akcesoriów dodatkowych,
- Gabaryty:
  - Długość podstawy kół 760 mm,
  - Szerokość podstawy kół 580 mm,
  - Szerokość stołu plus Ramię 700 mm,
  - Szerokość siedziska 590 mm,
  - Wysokość oparcia przy wyprostowanym oparciu 1700 mm,
  - Max. Długość, oparcie pleców poziome 1750 mm,
  - Max. Waga pacjenta 200/300 kg,
  - Waga (w zależności od opcji) 114 kg,
- **Wyposażenie opcjonalne (za dopłatą):**
  - Standardowy zagłówek,
  - Multi przegubowy zagłówek,
  - Podgłówek płaski,
  - Ramię przegubowe dodatkowego zagłówka +30/-50°,
  - Wieszak na parawan,
  - Wentylowany wieszak na parawan,
  - Podłokietnik ,regulowana wysokość, wychylenie, na głowicy kulowej,
  - Podpórka ramienia, nie regulowana,
  - Stojak na kroplówkę,
  - Releń boczny,
  - Przełącznik nożny,
  - Joystick nożny 4 segmenty,
  - Akumulator,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

