



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel operatora z oparciem i standardowymi podłokietnikami AKRUS AK 445 - ręczna regulacja wysokości (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- AK 445 to wygodny fotel operatora o okrągłym siedzisku,
- Wbudowane oparcie,
- Dwa standardowe obrotowe podłokietniki,
- Ręczna regulacja wysokości,
- Mobilny, podstawa pięciopalczasta z kółkami,
- Gabaryty:
 - Średnica podstawy 600 mm,
 - Kółka o średnicy 50 mm,
 - Regulacja wysokości 530 - 720 mm,
 - Średnica siedziska 420 mm,
 - Grubość siedziska 80 mm,
 - Max. waga osoby siedzącej 135 kg,
- Opcjonalnie dostępna okrągła, chromowana podstawa pod stopy,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

