



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Fotel operatora z oparciem i wieloprzegubowymi podłokietnikami AKRUS AK 445 - ręczna regulacja wysokości (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- AK 445 to wygodny fotel operatora o okrągłym siedzisku,
- Wbudowane oparcie,
- Dwa wieloprzegubowe obrotowe podłokietniki,
- Ręczna regulacja wysokości,
- Mobilny, podstawa pięciopalczysta z kółkami,
- Gabaryty:
  - Średnica podstawy 600 mm,
  - Kółka o średnicy 50 mm,
  - Regulacja wysokości 530 - 720 mm,
  - Średnica siedziska 420 mm,
  - Grubość siedziska 80 mm,
  - Max. waga osoby siedzącej 135 kg,
- Opcjonalnie dostępna okrągła, chromowana podstawa pod stopy,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

