



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Fotel operatora z oparciem i wieloprzegubowymi podłokietnikami AKRUS AK 446 (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- AK 446 to wygodny fotel operatora o ergonomicznym kształcie siedziska,
- Regulacja wysokości,
- Hydrauliczny podnośnik,
- Podnoszenie nożne pozwala na nieprzerwaną pracę w sterylnych warunkach,
- Mobilny, podstawa pięciopalczysta z kółkami,
- Posiada opacie,
- Dwa wieloprzegubowe podłokietniki,
- Gabaryty:
  - Średnica podstawy 600 mm,
  - Kółka o średnicy 50 mm,
  - Regulacja wysokości 530 - 730 mm,
  - Średnica siedziska 430 x 340 mm,
  - Grubość siedziska 80 mm,
  - Max. waga osoby siedzącej 135 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

