



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel operatora z oparciem i wieloprzegubowymi podłokietnikami AKRUS AK 446 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- AK 446 to wygodny fotel operatora o ergonomicznym kształcie siedziska,
- Regulacja wysokości,
- Hydrauliczny podnośnik,
- Podnoszenie nożne pozwala na nieprzerwaną pracę w sterylnych warunkach,
- Mobilny, podstawa pięciopalczysta z kółkami,
- Posiada opacie,
- Dwa wieloprzegubowe podłokietniki,
- Gabaryty:
 - Średnica podstawy 600 mm,
 - Kółka o średnicy 50 mm,
 - Regulacja wysokości 530 - 730 mm,
 - Średnica siedziska 430 x 340 mm,
 - Grubość siedziska 80 mm,
 - Max. waga osoby siedzącej 135 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

